

Adquisició manual d'espectres per encàrrec





Pàgina en procés de redacció. La informació continguda podria ser incompleta.

Si les característiques de la teva mostra o del problema que vols estudiar requereixen que els espectres s'adquireixin a camps més alts (360 MHz, 400 MHz, 500 MHz o 600 MHz), o si la teva mostra necessita de l'ús de rmn d'estat sòlid o semi-sòlid (només a 400 MHz), el personal del SeRMN s'encarregarà de la preparació de la teva mostra (si cal) i de l'enregistrament dels espectres.

El procediment a seguir per fer ús d'aquesta opció és molt senzill i comença per enviar al SeRMN la mostra a analitzar amb les instruccions necessàries. Un cop rebuda la mostra, el personal del SeRMN reservarà a l'espectròmetre indicat o acordat el temps necessari per realitzar els experiments encarregats. Quan arribi el moment reservat, el personal del servei tindrà cura de preparar la mostra (aquest pas habitualment comportarà dissoldre la mostra en un solvent deuterat i introduir la solució dins un tub de rmn) i de posar a punt i programar els experiments sol·licitats.

Espectròmetres disponibles

Tots els espectròmetres del SeRMN estan disponibles per l'adquisició manual d'espectres per encàrrec:

- [Bruker Avance DPX-250 + BACS-60](#) (només en hores assignades a autoservei), amb sonda per 1H i 13C (i 31P si se sol·licita)
- [Bruker Avance DPX-250](#), amb sonda QNP de dos canals per 1H i 13C/19F/31P.
- [Bruker Avance DPX-360](#), amb sonda BB de dos canals per 1H i nuclis en el rang 31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.
- [Bruker Avancelli 400SB](#), amb sonda BBO de dos canals equipada amb sintonia automàtica, per 1H i nuclis en el rang 19F/31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.
- [Bruker Avancelli 400SB](#), amb sonda HR-MAS per semi-sòlids de tres canals, per 1H, 13C i 31P.
- [Bruker Avancelli 400WB](#), amb sonda CP/MAS per sòlids de dos canals, per 1H i nuclis en el rang 31P-109Ag, per exemple: 6Li, 7Li, 15N, 23Na, 29Si, 31P, 195Pt, etc.
- [Bruker Avance DRX-500 + Crioplatforma](#) amb criosonda  de tres canals per 1H, 31C i 15N.
- [Bruker Avancelli 600 + BACS-60](#), amb sonda  de tres canals per 1H, 31C i nuclis en el rang 31P-109Ag.

Facturació dels serveis prestats

El cost de l'anàlisi inclourà habitualment els següents conceptes:

- la preparació de la mostra, si la realitza el personal del SeRMN (preu fixe per mostra);
- el temps dedicat pel personal del servei a posar a punt i programar els experiments de RMN (preu fixe per experiment);
- el temps d'espectròmetre assignat als teus experiments (en blocs de temps en funció de

l'espectròmetre); i

- el temps dedicat pel personal del SeRMN al processament bàsic i a representar els espectres de la teva mostra (preu fixe per espectre).

i, si ho desitges, un cop hàgim acordat els experiments a realitzar, pots demanar un pressupost per saber el seu cost exacte o força aproximat.

Enllaços

- [Índex temàtic sencer de la wiki en dues columnes.](#)
- [Índex temàtic parcial de la wiki en dues columnes.](#)
- [Informació pels clients del SeRMN](#)
- [Informació per empreses](#)
- [Índex alfabètic de les pàgines al nom d'espai actual](#)

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informacio_adquisicio_manual

Last update: **2018/01/08 00:57**

