

Canvis de la versió 1.3.0 a 1.3.1

Aquesta versió té la intenció d'implementar el mòdul [Cua de Rutina \(Mòdul\) - IconNMR](#) com a característica principal. També pot tenir altres petits canvis.

Canvis globals

- Primera versió del mòdul iconNMR from Bruker BioSpin per enviar mostres a les cues de rutina del SeRMN. Permet crear i gestionar cues, experiments, solvents, etc. També permet enviar formularis de mostres per posteriorment ser processades i crear un fitxer que es pugui interpretar per l'iconNMR. El diagrama de la base de dades que ocupa aquest mòdul es pot veure a [Diagrama de taules per el mòdul iconNMR](#).

Canvis pels caps de grup

Canvis globals per administradors del sistema i administrador d'instruments

Canvis per administradors dels instruments

Canvis per administradors del sistema

- A *Configure System* es pot activar/desactivar el mòdul iconNMR. Si es desactiva, totes les opcions d'aquest mòdul desapareixeran del programa (encara que les dades romandran a la base de dades i no es perdran).

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:reservescanvisfets_130_a_131&rev=1337613826

Last update: **2012/05/21 17:23**

